

Anticorpo Monoclonale Anti-Myh7/ β -Mhc Rabbit Polymab® Per Wb, If-P, Elisa - P12883

Numero articolo: CM0007099



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro MYH7/ β -MHC (catena pesante della miosina 7, isoforma beta cardiaca). Validato per WB, IF-P, ELISA in umano, topo e ratto. Supporta la ricerca sulla contrazione muscolare e la cardiomiopatia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MYH7/ β -MHC Rabbit PolymAb®
Note/Alias	CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB; CMYP7A; CMYP7B
Specie	Umano
Gene ID	4625
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1240-1340 di MYH7/ β -MHC umano (NP_000248.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12883
Peso proteico	223kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio