


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Myh9 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P35579

Numero articolo: CM0013875



introduzione

MYH9 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB, IHC-P ed ELISA, che reagisce con MYH9/Miosina-9 umana e murina, cruciale per la ricerca sulla motilità cellulare e la citochinesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MYH9 Rabbit pAb
Note/Alias	MHA; FTNS; EPSTS; BDPLT6; DFNA17; MATINS; NMMHCA; NMHC-II-A; NMMHC-IIA; MYH9
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	4627
ID Gene	4627
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1711-1960 di MYH9 umana (NP_002464.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina
SWISS	P35579
Peso Proteico	227kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio