

Anticorpo Policlonale Anti-Myl1 Per Wb, Elisa - P05976

Numero articolo: CM0024714

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-MYL1 di alta qualità validato per WB e ELISA. Reattivo con campioni umani, di topo e di ratto. Peso molecolare previsto 21 kDa. Ideale per la ricerca sul muscolo scheletrico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	MYL1 Rabbit pAb
Note / Alias	MLC1; MLC-1; MLC1F; MLC3F; CMYP14; MLC1/3; MYOFTA; MYL1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4632
GeneID	4632
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 della MYL1 umana (NP_524146.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P05976
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio