

Anticorpo Policlonale Anti-Myl12A Per Wb - P19105

Numero articolo: CM0025727

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia MYL12A umano (MLC-2B), convalidato per Western blot e ELISA. Immunogeno ricombinante che copre gli amminoacidi 92-171. Ideale per lo studio della regolazione della miosina e della motilità cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MYL12A Rabbit pAb
Note/Alias	MLCB, MRCL3, MRLC3, MYL2B, MLC-2B, HEL-S-24, MYL12A
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	10627
GeneID	10627
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 92-171 di MYL12A umano (NP_006462.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P19105
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio