

Anticorpo Monoclonale Anti-Myl12B Per Wb, If/Icc, Elisa - O14950

Numero articolo: CM0009058

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro MYL12B (MLC-2A, MRLC2). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul citoscheletro e la motilità cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MYL12B Rabbit mAb
Note/Alias	MLC-B; MRLC2; MYL12B
Specie	Umana
GeneID (Umana)	103910
GeneID	103910
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 73-172 della MYL12B umana (O14950).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O14950
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio