

## Anticorpo Policlonale Anti-Myl2 Di Coniglio Per Wb, If-P, Elisa - P10916

Numero articolo: CM0015303



### introduzione

L'anticorpo policlonale (pAb) di coniglio MYL2 rileva specificamente la catena leggera regolatoria 2 della miosina ventricolare/cardiacca nell'uomo, nel topo e nel ratto. Ideale per applicazioni WB, IF-P ed ELISA nella ricerca sulla contrazione muscolare cardiaca e sulla cardiomiopatia.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | MYL2 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Osservazioni/Alias  | MLC2; CMH10; MFM12; MLC-2; MLC-2v; MLC-2s/v; MYL2                                                                          |
| Specie              | Umano                                                                                                                      |
| GeneID (Umano)      | 4633                                                                                                                       |
| GeneID              | 4633                                                                                                                       |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-166 di MYL2 umano (NP_000423.2) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                      |
| Applicazione        | WB, IF-P, ELISA                                                                                                            |
| Reattività crociata | Topo, Ratto                                                                                                                |
| SWISS               | P10916                                                                                                                     |
| Peso proteico       | 19kDa                                                                                                                      |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                         |