

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-MyI6B (Validato Ko) Per Wb E Elisa - P14649

Numero articolo: CM0023137



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio MYL6B (MLC1SA), validato KO, per Western blot e ELISA. Adatto per la ricerca su umano, topo, ratto sulla funzione della catena leggera della miosina e la biologia muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] MYL6B pAb coniglio
Osservazioni/Alias	MLC1SA; 6B
Specie	Umano
GeneID	140465
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-208 di MYL6B umano (NP_002466.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14649
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio