

Anticorpo Monoclonale Anti-Myl9 Per Wb, Elisa - P24844

Numero articolo: CM0011354

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro MYL9, validato per WB ed ELISA. Riconosce la catena leggera regolatoria 9 della miosina umana e murina (P24844), un regolatore chiave della contrattilità della muscolatura liscia e delle cellule non muscolari. Adatto per studi sul citoscheletro e sulla motilità cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-MYL9
Note/Alias	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; MYL9
Specie	Umana
ID del gene (umano)	10398
ID del gene	10398
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della MYL9 umana (P24844)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina
SWISS	P24844
Peso della proteina	20 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante