

## Anticorpo Policlonale Anti-Mylip Per Wb, Elisa - Q8Wy64

Numero articolo: CM0026708



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting MYLIP (IDOL/MIR), una ligasi E3 ubiquitina critica per il metabolismo del colesterolo. Validato per WB ed ELISA, cross-reagisce con umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | MYLIP Rabbit pAb                                                                                                              |
| Osservazioni/Alias  | MIR; IDOL; MYLIP                                                                                                              |
| Specie              | Umano                                                                                                                         |
| GeneID (umano)      | 29116                                                                                                                         |
| GeneID              | 29116                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 266-445 di MYLIP umano (NP_037394.2) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                         |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto                                                                                                            |
| SWISS               | Q8WY64                                                                                                                        |
| Peso proteico       | 50kDa                                                                                                                         |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                            |