

Anticorpo Policlonale Anti-Myo10 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hd67

Numero articolo: CM0015915



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia MYO10 (Miosina-X) umana, adatto per WB, IF/ICC e ELISA. È coinvolto nella formazione dei filopodi e nella motilità basata su actina. Ha reazione crociata con il topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MYO10 Rabbit pAb
Note/Alias	MyoX; MYO10
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4651
GeneID	4651
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 845-944 della MYO10 umana (NP_036466.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9HD67
Peso Proteico	237kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio