

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Myo18A Per Wb Ed Elisa - Q92614

Numero articolo: CM0027718

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la miosina-XVIIIa non convenzionale umana (MYO18A), cross-reattivo con topo e ratto. Validato per WB ed ELISA, ideale per la ricerca sul traffico del Golgi, la funzione dei macrofagi e la dinamica del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio Anti-MYO18A
Note/Alias	MAJN; TIAF1; MYSPDZ; SPR210; SP-R210; MYO18A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	399687
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1970-2054 di MYO18A umana (NP_510880.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92614
Peso Proteico	233kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio