

Anticorpo Monoclonale Anti-Myo19 Coniglio Per Wb, Elisa - Q96H55

Numero articolo: CM0003787

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro MYO19 umano (MYOHD1), validato per applicazioni WB e ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto e scimmia. Adatto per lo studio della dinamica e dell'ereditarietà mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio MYO19
Note/Alias	MYOHD1; MYO19
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	80179
ID Gene	80179
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 450-650 di MYO19 umano (Q96H55)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpo Monoclonale
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Scimmia
SWISS	Q96H55
Peso Proteico	109kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio