

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Myo1B Per Wb, Elisa - O43795

Numero articolo: CM0003333

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che bersaglia la MYO1B umana, validato per applicazioni WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con campioni umani, di topo e ratto. Ideale per lo studio della migrazione neuronale, della crescita dei neuriti e del trasporto vescicolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MYO1B Rabbit mAb
Note/Alias	MM1a, myr1, MYH-1c, MMI-alpha, MYO1B
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4430
GeneID	4430
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 916-1136 della MYO1B umana (NP_001123630.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43795
Peso proteico	132 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio