

Anticorpo Policlonale Anti-Myo1C Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - 000159

Numero articolo: CM0024813



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MYO1C umano, validato per WB, IHC-P, IP ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Mira a una miosina non convenzionale coinvolta in processi mediati dall'actina e nella trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	MYO1C Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NMI; MM1b; myr2; Myo1C; MMI-beta; MYO1C
Specie	Umano
GeneID (umano)	4641
GeneID	4641
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	000159
Peso Proteico	122kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio