

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Myo1C Per Wb, If/Icc, Ihc-P - O00159

Numero articolo: CM0007951



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-MYO1C ad alta specificità, validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della funzione motoria dell'actina, della segnalazione insulinica e dell'adattamento delle cellule ciliate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MYO1C Rabbit mAb
Note/alias	NMI; MMib; myr2; Myo1C; MMI-beta; MYO1C
Specie	Uomo
GeneID (umano)	4641
GeneID	4641
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 769-1028 di MYO1C umano (NP_001074248.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O00159
Peso della proteina	122 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante