

Anticorpo Policlonale Anti-Myo1D Per Wb E Elisa - 094832

Numero articolo: CM0020259

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MYO1D umano per WB e ELISA. Rileva la miosina-IId non convenzionale umana e murina (116 kDa), una proteina motoria coinvolta nel traffico endosomiale e nella polarità ciliare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome prodotto	MYO1D Rabbit pAb
Note/Alias	myr4; PPP1R108; MYO1D
Specie	Umana
GeneID (umano)	4642
GeneID	4642
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-380 di MYO1D umano (NP_001290209.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo
SWISS	094832
Peso proteico	116 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio