


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Myo5B Per Wb, If-P, Elisa - Q9ULv0

Numero articolo: CM0027533



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MYO5B, validato per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Reagisce con l'uomo e il topo. Ideale per studi sul traffico vescicolare, la polarizzazione cellulare e il trasporto degli acidi biliari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MYO5B Rabbit pAb
Note / Alias	DIAR2; MVID1; PFIC10; MYO5B
Specie	Uomo
GeneID (umano)	4645
GeneID	4645
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1440-1690 della proteina MYO5B umana (NP_001073936.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9ULV0
Peso proteico	214 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio