

Anti-Myocd Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Izq8

Numero articolo: CM0020051

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MYOCD umano (Miocardina), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano e ratto. La miocardina è un cofattore trascrizionale muscolare liscio/cardiaco essenziale per la cardiogenesi e la miogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MYOCD Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MGBL; MYCD; MYOCD
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	93649
Gene ID	93649
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 680-780 di MYOCD umano (NP_705832.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q8IZQ8
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio