


Anticorpo Monoclonale Anti-Mioglobina Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02144

Numero articolo: CM0006911



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio contro la Mioglobina umana (MYOSB; PVALB) è validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA e reagisce in modo crociato con Topo e Ratto. Ideale per studiare l'accumulo di ossigeno, l'attività nitrito reductasi e la biologia del tessuto muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Mioglobina
Osservazioni/Alias	MYOSB; PVALB; Mioglobina
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4151
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2-154 della Mioglobina umana (NP_005359.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P02144
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio