


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mioglobina Per Wb, If-P, Elisa - P02144

Numero articolo: CM0026272



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato alla mioglobina umana, validato per Western blot, IF-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sullo stoccaggio di ossigeno e sul tessuto muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Mioglobina pAb di Coniglio
Note/Alias	MYOSB; PVALB; Mioglobina
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4151
ID Gene	4151
Immunogeno	Proteina ricombinante - Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-154 della Mioglobina umana (NP_005359.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P02144
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio