

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Catena Pesante Della Miosina Per Wb, Ihc, If, Elisa - P12883 / P13533

Numero articolo: CM0009434



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la catena pesante della miosina umana (MYH7/MYH6), validato in WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Reagisce con topo, ratto. Ideale per la ricerca muscolare e saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-catena pesante della miosina
Note/Alias	CMD1S; CMH1; MPD1; MYHCB; SPMD; SPMM; Catena pesante della miosina
Specie	Umano
GenelD (Umano)	4625/4624
GenelD	4625/4624
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P12883/P13533
Peso Proteico	224 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio