

Anticorpo Policlonale Anti-Miotubularina (Mtm1) Per Wb, Elisa - Q13496

Numero articolo: CM0017088

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la miotubularina umana (MTM1) per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Utile per lo studio del metabolismo dei fosfoinositidi, del traffico endosomiale e delle malattie muscolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MTM1 Rabbit pAb
Note/Alias	CNM; CNMX; MTMX; XLMTM; MTM1
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	4534
ID del gene	4534
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 484-603 della MTM1 umana (NP_000243.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q13496
Peso della proteina	70 kDa
Spedizione	Ghiaccio in busta