

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mypn Per Wb, Elisa - Q86Tc9

Numero articolo: CM0022286

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio contro MYPN (miopalladina) è validato per Western blot (WB) ed ELISA, rilevando MYPN umano e murino. Adatto per la ricerca sulla struttura del sarcomero e sulle malattie muscolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-MYPN
Note/Alias	MYOP; RCM4; CMH22; NEM11; CMD1DD; MYPN
Specie	Umano
GeneID (umano)	84665
GeneID	84665
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di MYPN umano (NP_115967.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q86TC9
Peso Proteico	145kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio