


Anticorpo Policlonale Anti-Myrf Per Wb E Elisa - Q9Y2G1

Numero articolo: CM0023853



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-MYRF validato per WB e ELISA. Reagisce con MYRF umano e murino, un fattore di trascrizione chiave nella mielinizzazione del SNC e nella maturazione degli oligodendrociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MYRF Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MRF; CUGS; MMERV; Ndt80; 11orf9; pqn-47; C11orf9; MYRF
Specie	Umano
GeneID (umano)	745
GeneID	745
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di MYRF umano (NP_001120864.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9Y2G1
Peso proteico	124kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio