

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Mysm1 Per Wb, Elisa - Q5Vvj2

Numero articolo: CM0024810



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-MYSM1 convalidato per WB e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per ricerche su deubiquitinasi, funzione delle cellule staminali ematopoietiche e studi sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MYSM1 Rabbit pAb
Note/Alias	2ADUB; BMFS4; 2A-DUB; MYSM1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	114803
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 720-821 della proteina MYSM1 umana (NP_001078956.1)
Origine	Rabbit (Coniglio)
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q5VVJ2
Peso proteico	95kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio