


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Myt1 Per Wb, Elisa - Q01538

Numero articolo: CM0012971



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-MYT1 di alta qualità validato per WB e ELISA. Reagisce con MYT1 di uomo, topo e ratto, un fattore di trascrizione cruciale per lo sviluppo degli oligodendrociti. Ideale per studi di neuroscienza e di sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Anticorpo policlonale coniglio MYT1
Note/Alias	MTF1; MYTI; NZF2; PLPB1; ZC2H2C1; ZC2HC4A; C20orf36; MYT1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4661
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 650-820 della MYT1 umana (NP_004526.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q01538
Peso proteico	122kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio