


Anticorpo Policlonale Anti-Mzb1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wu39

Numero articolo: CM0014022



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato alla MZB1 umana (pERp1, MEDA-7) per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con il topo e il ratto. Ideale per lo studio delle funzioni delle chaperoni proteiche del RE e della biologia delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MZB1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PACAP; pERp1; MEDA-7; MZB1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51237
GeneID	51237
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-189 della MZB1 umana (NP_057543.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WU39
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio