

Anticorpo Policlonale Anti-Mzf1 Per Wb, Elisa - P28698

Numero articolo: CM0017496



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio MZF1 per WB e ELISA, validato su umano, topo, ratto.

Immunogeno proteina ricombinante mirante al fattore di trascrizione dito di zinco 1 mieloide coinvolto nella differenziazione ematopoietica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MZF1 Coniglio pAb
Note/Alias	MZF-1; MZF1B; ZFP98; ZNF42; ZSCAN6; MZF1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7593
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 100-350 di MZF1 umano (NP_003413.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P28698
Peso Proteico	82kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio