


Anticorpo Policlonale Anti-Mzt2B Per Wb, Elisa - Q6Nz67

Numero articolo: CM0027445



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia MZT2B (FAM128B) umano, validato per WB e ELISA. Ideale per lo studio della funzione del centrosoma, l'assemblaggio del fuso mitotico e la dinamica del complesso ad anello della gamma-tubulina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MZT2B Rabbit pAb
Note/Alias	FAM128B; MOZART2B; MZT2B
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	80097
GeneID	80097
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-158 di MZT2B umano (NP_079305.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q6NZ67
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio