

Anticorpo Policlonale Anti-N-Caderina Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P19022

Numero articolo: CM0029385

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la N-caderina umana, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sull'adesione cellulare e le neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	N-caderina Rabbit pAb
Note / Alias	CDHN; NCAD; ACOGS; ADHD8; CD325; ARVD14; CDw325; N-Cadherin
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	1000
GenelD	1000
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 488-587 della N-caderina umana (NP_001783.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P19022
Peso proteico	100 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio