

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-N-Caderina Per Wb, Ihc-P, Elisa - P19022

Numero articolo: CM0014183

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la N-caderina umana (CDH2, Neural cadherin), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'adesione cellulare, la neurobiologia e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	N-Cadherin Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CDHN; NCAD; ACOGS; ADHD8; CD325; ARVD14; CDw325; N-Cadherin
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	1000
ID gene	1000
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 807-906 della N-caderina umana (NP_001783.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P19022
Peso proteico	100kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio