

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-N-Myc/Mycn Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P04198

Numero articolo: CM0013299



introduzione

Convalida l'espressione di N-Myc/MYCN in neuroblastomi e cellule neuronali con questo anticorpo policlonale di coniglio, idoneo per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce con le specie umana, murina e del ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-N-Myc/MYCN (pAb)
Note/Alias	NMYC; ODED; MODED; N-myc; bHLHe37; MYCNsORF; MYCNsPEP; N-Myc/MYCN
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	4613
ID Gene	4613
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 168-267 di N-Myc/MYCN umano (NP_005369.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina, del Ratto
SWISS	P04198
Peso Molecolare Proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio