


Anticorpo Monoclonale Anti-N-Wasp/Wasl Per Wb, Elisa - O00401

Numero articolo: CM0006805



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio validato, specifico per N-WASP/WASL umano (O00401). Rileva una banda di 55 kDa in WB ed è adatto per ELISA. Reattività crociata prevista con topo e ratto. Ideale per studi sul citoscheletro di actina e sulla motilità cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio N-WASP/WASL
Note/alias	NWASP; WASPB; N-WASP; N-WASP/WASL
Specie	Umano
GeneID (umano)	8976
GeneID	8976
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 di N-WASP/WASL umano (O00401).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O00401
Peso della proteina	55 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante