


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-N4Bp1 Per Wb, If/Icc, Elisa - O75113

Numero articolo: CM0026329



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato a N4BP1 (proteina legante NEDD4 1), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce N4BP1 umano e murino. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e sulla restrizione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	N4BP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	N4BP1
Specie	Topo
GeneID (umano)	9683
GeneID	80750
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 190-590 di N4BP1 murino (NP_085040.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	O75113
Peso proteico	100kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio