

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-N6Amt1/Hemk2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5N5

Numero articolo: CM0028414



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting N6AMT1/HEMK2 (KMT9) umano validato per WB, IF/ICC ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per studi sulla regolazione della cromatina e sulle metiltransferasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	N6AMT1/HEMK2 Rabbit pAb
Note/Alias	KMT9; MTQ2; PrmC; HEMK2; N6AMT; PRED28; C21orf127; m.HsaHemK2P; N6AMT1/HEMK2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29104
GeneID	29104
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-186 di N6AMT1/HEMK2 umano (NP_877426.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5N5
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio