

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-N6Amt1/Hemk2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5N5

Numero articolo: CM0018983



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la metiltransferasi umana N6AMT1/HEMK2, convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo e topo; adatto per la ricerca sulla regolazione della cromatina e la tossicità da arsenico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	N6AMT1/HEMK2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	KMT9; MTQ2; PrmC; HEMK2; N6AMT; PRED28; C21orf127; m.HsaHemK2P; N6AMT1/HEMK2
Specie	Uomo
Gene ID	29104
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9Y5N5
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio