

Anticorpo Policlonale Anti-Naa10 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P41227

Numero articolo: CM0028477



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NAA10 di alta qualità validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Bersaglia la NAA10 umana con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'acetilazione e gli studi sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NAA10 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	MAA; TE2; ARD1; LZMS; NATD; ARD1A; ARD1P; OGDNS; hARD1; DXS707; MCOPS1; NAA10
Specie	Umana
GeneID (Umano)	8260
GeneID	8260
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 161-235 della NAA10 umana (NP_003482.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P41227
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio