


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Naa20 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P61599

Numero articolo: CM0030811



introduzione

NAA20 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale per la rilevazione della N-alfa-acetiltransferasi 20. Adatto per WB, IHC-P, IP, ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Utile per studi sull'acetilazione N-terminale, la migrazione cellulare e le fibre di actomiosina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NAA20 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	NAT3; NAT5; MRT73; NAT3P; NAT5P; dJ1002M8.1; NAA20
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	51126
ID gene	51126
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 49-178 della NAA20 umana (NP_057184.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P61599
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio