


Anticorpo Policlonale Anti-Naa25 Per Wb E Elisa - Q14Cx7

Numero articolo: CM0029941



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NAA25 (sottounità ausiliaria NatB). Adatto per WB e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio dell'acetilazione N-terminale delle proteine e della progressione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NAA25 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NAP1; MDM20; C12orf30; NAA25
Specie	Umano
GeneID (Umano)	80018
GeneID	80018
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 703-972 di NAA25 umano (NP_079229.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q14CX7
Peso proteico	112kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio