


Anticorpo Policlonale Anti-Naa40 Per Wb, Elisa - Q86Uy6

Numero articolo: CM0028721



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per la proteina umana NAA40 (NatD), una N-alfa-acetiltransferasi per gli istoni H4 e H2A. Validato per Western blot e ELISA. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NAA40 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	NatD; NAT11; PATT1; hNatD; NAA40
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	79829
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-237 di NAA40 umano (NP_079047.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Umana
SWISS	Q86UY6
Peso proteico	27 kDa
Spedizione	Ghiaccio secco