


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Naa50 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzz1

Numero articolo: CM0026289



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio N-alpha-acetiltransferasi 50 (NAA50) validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Adatto per studi di acetilazione N-terminale delle proteine, coesione della cromatina e regolazione epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NAA50 Rabbit pAb
Note/Alias	SAN; MAK3; NAT5; NAT13; NAT5P; NAT13P; hNaa50p; NAA50
Specie	Umano
ID genico	80218
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-169 della NAA50 umana (NP_079422.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9GZZ1
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio