

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Naa50 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Gzz1

Numero articolo: CM0028401



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting NAA50 umano (Q9GZZ1), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cross-reattività con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio dell'acetilazione N-terminale e della coesione delle cromatidi sorelle.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro         | Valore                                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto | NAA50 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/Alias        | SAN; MAK3; NAT5; NAT13; NAT5P; NAT13P; hNaa50p; NAA50                                                                       |
| Specie            | Umano                                                                                                                       |
| Gene ID           | 80218                                                                                                                       |
| Immunogeno        | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-169 di NAA50 umano (NP_079422.1) |
| Fonte             | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria         | Anticorpi policlonali                                                                                                       |
| Applicazione      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Cross Reattività  | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                         |
| SWISS             | Q9GZZ1                                                                                                                      |
| Peso proteico     | 19kDa                                                                                                                       |
| Spedizione        | Borsa del ghiaccio                                                                                                          |