


Anticorpo Policlonale Anti-Nab1 Per Wb, Elisa - Q13506

Numero articolo: CM0019102



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro NAB1 umano (proteina legante NGFI-A 1), convalidato per WB ed ELISA. Rileva NAB1 endogeno, un repressore trascrizionale di EGR1 ed EGR2. Reagisce incrociatamente con il mouse.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NAB1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	NAB1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4664
GeneID	4664
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 189-317 di NAB1 umano (NP_005957.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q13506
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio