

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nab2 Per Wb, Elisa - Q15742

Numero articolo: CM0027528

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-NAB2 di alta qualità convalidato per WB e ELISA. Bersaglia la proteina NGFI-A-binding protein 2 umana e murina, un repressore trascrizionale di EGR1/EGR2. Ideale per studi sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NAB2 Rabbit pAb
Note/Alias	MADER; NAB2
Specie	Umana
ID gene (Umano)	4665
ID gene	4665
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di NAB2 umano (NP_005958.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q15742
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio