

Anticorpo Policlonale Anti-Nadph Ossidasi 4 (Nox4) Per Wb, Elisa - Q9Jhi8

Numero articolo: CM0026775

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia NOX4 di topo, adatto per WB e ELISA. Rileva NOX4 di topo e ratto, una NADPH ossidasi che genera H₂O₂ ed è coinvolta nella segnalazione redox e nelle risposte cellulari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	NADPH ossidasi 4 (NOX4) pAb di coniglio
Annotazioni / Alias	KOX; KOX-1; RENOX
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	50507
GeneID (Topo)	50490
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 307-424 della NADPH ossidasi 4 (NOX4) di topo (NP_056575.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9JHI8
Peso Proteico	67 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio