

Anticorpo Policlonale Anti-Nadph Ossidasi 4 (Nox4) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nph5

Numero articolo: CM0018290

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato per KO contro NADPH ossidasi 4 (NOX4), adatto per Western blot, immunoistochimica (paraffina) e ELISA. Reagisce in modo crociato con NOX4 di uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione redox e sullo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	[Convalidato per KO] NADPH ossidasi 4 (NOX4) Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	KOX; KOX-1; RENOX; 4)
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	50507
GeneID	50507
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 328-578 della NADPH ossidasi 4 (NOX4) umana (NP_058627.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NPH5
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio