

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nadph Ossidasi 4 (Nox4) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nph5

Numero articolo: CM0006553

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante contro la NADPH ossidasi 4 (NOX4) umana per WB, IF/ICC, ELISA. Validato su campioni umani. Strumento chiave per la ricerca sullo stress ossidativo, la segnalazione redox e i reni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-NADPH ossidasi 4 (NOX4)
Note/Alias	KOX; KOX-1; RENOX; NADPH ossidasi 4 (NOX4)
Specie	Umano
GenelD (Umano)	50507
GenelD	50507
Immunogeno	Proteina ricombinante della NADPH ossidasi 4 (NOX4) umana
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9NPH5
Peso Proteico	67KDa
Spedizione	Sacca refrigerante