

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nadph Ossidasi 4 (Nox4) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nph5

Numero articolo: CM0021420

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega alla NADPH ossidasi 4 (NOX4), validato per WB, IHC-P, ELISA su umano, topo, ratto. Per lo studio dello stress ossidativo, della segnalazione redox e della funzione renale. Immunogeno ricombinante (aa 328-578).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NADPH ossidasi 4 (NOX4) pAb coniglio
Osservazioni/Alias	KOX; KOX-1; RENOX; NADPH ossidasi 4 (NOX4)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	50507
GeneID	50507
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 328-578 della NADPH ossidasi 4 (NOX4) umana (NP_058627.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NPH5
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio