


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Nae1 Per Wb E Elisa - Q13564

Numero articolo: CM0030585



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio NAE1 di alta qualità convalidato per WB e ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Il bersaglio è la subunità regolatrice dell'enzima attivante NEDD8 E1, coinvolta nella neddilazione e nel ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NAE1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HPP1; ula-1; APPBP1; NEDFIH; A-116A10.1; NAE1
Specie	Umano
GeneID	8883 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-220 di NAE1 umano (NP_003896.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13564
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio