

## Anti-Naga Coniglio Policlonale Per Wb, If/Icc, Elisa - P17050

Numero articolo: CM0026694



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-NAGA di alta qualità convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA. Mira all'alfa-N-acetilgalattosaminidasi, un enzima lisosomiale critico per il metabolismo dei glicolipidi. Cross-reagisce con umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | NAGA Coniglio pAb                                                                                                                                   |
| Osservazioni/Alias  | GALB; D22S674; NAGA                                                                                                                                 |
| Specie              | Umano                                                                                                                                               |
| GeneID (umano)      | 4668                                                                                                                                                |
| GeneID              | 4668                                                                                                                                                |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 312-411 di NAGA umano (NP_000253.1). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                                               |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                   |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                                  |
| SWISS               | P17050                                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 47kDa                                                                                                                                               |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                  |